

Вернуться на страницу аппарата:

<https://uzi-medicina.ru/catalog/uzi-apparati/chison-sonotouch-10/?fr=pr>

УЗИ аппарат Chison SonoTouch 10

Производитель: **Chison**Страна: **Китай**Уровень аппарата: **Начальный**Тип аппарата: **Портативный**Гарантия: **24 месяца**[Получить КП](#)**ПРЕДОСТАВИМ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!**[Отправьте нам КП](#) от другой организации
и мы дадим цену ниже.

Описание

CHISON SonoTouch 10 – это портативный УЗИ-сканер, невероятно легкий и малогабаритный. Весит аппарат всего 5 кг вместе с аккумулятором. Функциональность сканера позволяет проводить качественные и точные ультразвуковые исследования как в медицинских кабинетах, так и на выездах. Модель содержит все основные режимы сканирования с возможностью добавления необходимых опций, что делает ее гибкой для выполнения различных требований и задач.

УЗИ-сканер SonoTouch 10 оснащен вращающимся 12-дюймовым ЖК-монитором с высоким разрешением, угол вращения составляет от 0 до 30°. Конструкция устройства предусматривает 1 порт для датчиков, 2 USB-разъема, порты VGA и карту памяти объемом 8 Гб. Сохранение информации производится в одно нажатие. К сканеру возможно подключить принтер для печати данных на бумаге формата А4.

К сканеру может быть подключена также ножная педаль для управления аппаратом дистанционно и освобождения рук. Заряда встроенного аккумулятора хватает на 2,5 часа автономной работы прибора. Программное обеспечение устройства полностью русифицировано.

CHISON SonoTouch 10 с легкостью монтируется на удобную тележку при необходимости. Среди аксессуаров имеется также эргономичная сумка для простой транспортировки сканера. Опционально SonoTouch 10 комплектуется набором для проведения биопсии, внешним жестким диском на 320 Гб, ножной педалью для дистанционного управления, ч/б принтером и водонепроницаемым чехлом для клавиатуры. Вы можете дополнить аппарат поддержкой связи DICOM 3.0, фильтром шумов, дополнительным портом для датчиков и другими возможностями.

Дополнительные инструменты и программное обеспечение:

- Дополнительный порт для подключения датчиков;
- KC-5 Защитная крышка для клавиатуры;

- DICOM 3.0 DICOM соединение по сети;
- Жесткий диск емкостью 320 Гб;
- TR-9000 Deluxe мобильная тележка;
- Биопсийные насадки для датчиков;
- SONY UP-X898MD Черно-белый рулонный термопринтер USB;
- C3-A конвексный датчик 2.5 – 5.0 МГц;
- L7M-A линейный датчик 5.3 - 10.0 МГц;
- L7S-A линейный датчик 5.3 - 11.0 МГц;
- V6-A транс-вагинальный датчик 6.0 МГц;
- R7-A транс-вагинальный датчик 7.5 МГц;
- MC6-A высокочастотный конвексный датчик (педиатрический) 4.5 – 8.0 МГц;
- MC3-A конвексный датчик 2.5 – 5.0 МГц;
- MC5V-A конвексный датчик 5.0 МГц.

Режимы и функции изображения:

- В, 2В, 4В, В/М, М;
- Полноэкранный режим;
- Технология «Псевдоцвет»;
- Функция составного изображения Compound Imaging;
- Режим трапециевидного изображения;
- Технология i-Image для автоматической оптимизации изображения;
- Функция ультразвуковой томографии;
- Технология chroma;
- Функция TНI;
- Программы просмотра данных и системы отчетности;
- Поддержка функции DICOM 3.0 (дополнительная опция);
- Технология SRA для снижения зернистости изображения (дополнительная опция).

Датчики, поставляемые в комплекте:

MC6-A высокочастотный конвексный датчик (педиатрический) 4.5 – 8.0 МГц.

Программное обеспечение:

General Пакет измерений и расчётов для общих обследований: абдоминальные исследования, акушерство и гинекология, исследование сосудов и малых частей, педиатрия, урология, исследование костно-мышечной системы, базовая кардиология.

Характеристики

Модель	SonoTouch 10
Монитор	LED, 12"
Активные порты для датчиков	1
USB-интерфейс	Да
Объем карты памяти	8 Гб
Объем внешнего жесткого диска	320 Гб (опция)
Автономная работа	2,5 ч
Вес	Около 5 кг (с аккумулятором)
Производитель	CHISON
Страна производителя	КНР