

Вернуться на страницу аппарата:

<https://uzi-medicina.ru/catalog/uzi-apparati/edan-acclarix-ax8/?fr=pr>

УЗИ аппарат Edan Acclarix AX8

Производитель: **Edan**Страна: **Китай**Уровень аппарата: **Высокий**Тип аппарата: **Портативный**Гарантия: **12 месяцев**[Получить КП](#)**ПРЕДОСТАВИМ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!**[Отправьте нам КП](#) от другой организации
и мы дадим цену ниже.

Описание

Портативная система Edan Acclarix AX8 – это ультразвуковое устройство нового формата, по эргономике и удобству использования которого на сегодняшний день не существует аналогов. Данная модель была разработана инженерами корпорации «EDAN Instruments».

Сканер позволяет исследовать не только поверхностно расположенные, но и труднодоступные органы. Аппарат успешно используется специалистами в кардиологической, гинекологической, педиатрической, урологической и других сферах медицины.

Характеристики и преимущества:

- Подвижный регулируемый 15-диагональный HD-монитор;
- Антибликовое покрытие из закаленного стекла;
- Двойная сенсорная панель;
- Адаптивная цветовая доплерография;
- Легкое обнаружение границ тканей;
- Высокая контрастность;
- Возможность подключения объемных датчиков;
- Автоматическое сжатие картинки;
- Многоканальная конфигурация модели;
- Спектральная цветовая доплерография;
- Влагозащищенная панель управления;
- Сенсорный датчик уровня заряда батареи.

Характеристики

Батарея	2 шт.: встроенная на 1,5 часа работы и UPS батарея на 5 мин.
Наличие 5-ти уровневого сенс. индикатора	Есть
CPU	4-х ядерный процессор Intel i7
B-steer	Есть
Масса	9,25 кг (с АКБ)
Количество каналов	Физических 128
Поддержка датчиков	Один конвексный, три линейных, один фазированный и один ...
Операционная система	Linux 64 бит
Режим панорамного сканирования	Есть
Количество активных коннекторов для датчиков	Для ультразвукового датчика -1 шт.
Специализированные порты	4 USB порта, поддерживают USB 3.0 и USB 2.0
Опции	TNI, компаундное изображение, автоматическая оптимизация ...
Монитор	С возможностью поворота в горизонтальной и вертикальной ...
Экран	Дополнительный: Сенсорный экран управления 10" и сенсор ...
Тип изображения	Панорамное изображение, компаундное изображение
Жесткий диск	500 ГБ