

Вернуться на страницу аппарата:

<https://uzi-medicina.ru/catalog/uzi-apparati/siui-apogee-5300/?fr=pr>

## УЗИ аппарат SIUI Apogee 5300



Производитель: **SIUI**

Страна: **Китай**

Уровень аппарата: **Высокий**

Тип аппарата: **Стационарный**

Гарантия: **18 месяцев**

[Получить КП](#)



**ПРЕДОСТАВИМ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!**

[Отправьте нам КП](#) от другой организации  
и мы дадим цену ниже.

### Описание

**SIUI Apogee 5300** предназначен для проведения УЗИ-диагностики в разных областях медицины, в том числе, абдоминальных и сосудистых обследований.

В автоматическом режиме сканер способен выявить раннее атеросклеротическое поражение сосудистой стенки за счет определения толщины КИМ и анализа полученных результатов.

Программное обеспечение аппарата позволяет также проводить эластографию (DICOM 3.OVS-Flow).

В аппарате предусмотрены 14 датчиков и 15 наиболее современных опций. Объект можно обследовать под разными углами и при этом регулировать толщину сечения. В сканере предусмотрены работа в М-режиме (анатомическом), возможность проводить 3D-реконструкцию «свободной рукой», использовать тканевый доплер и т.п.

В программном обеспечении по умолчанию предусмотрены аннотации, маркеры и измерительные программы. А несколько режимов визуализации можно использовать как облачный сервис.

Дисплей с усовершенствованным разрешением позволяет менять резкость изображения и перераспределять его между дальним и ближним полями.

**Подавление шумов и 11 высокопроизводительных модулей улучшают качество изображения, полученное тремя типами доплеров. Применение методики MFI позволило:**

Существенно улучшить точность фильтрации;

Снизить искажение сигнала;

Устранить проблемы пространственного разрешения и другие помехи.

Но помимо обширного функционала аппарат отличают высокое качество и удобный дизайн. Поэтому он очень востребован у специалистов и на сегодняшний день считается одним из самых высокотехнологичных УЗИ-аппаратов.

## Характеристики

Углы поворота	До 90
Панель управления с сенсорным экраном	8,4" дюйма; до 90гр; по высоте до 11 см
Операционная система	На платформе Windows
DVD-RW	Да
Клавиатура	Выдвижная компьютерная с подсветкой
Количество держателей для датчиков	6 шт.
Монитор	LCD-монитор, диагональ:19" дюймов (48,3 см)
Экран	Разрешение: 1280*1024
Количество портов USB	4
Количество портов для подключения датчиков	4 шт. (активные)
Жесткий диск	Встроенный, HDD 500 Гб
Бренд	SIUI