

Вернуться на страницу аппарата:

<https://uzi-medicina.ru/catalog/uzi-apparati/siui-cts-7700/?fr=pr>

УЗИ аппарат SIUI CTS 7700



Производитель: **SIUI**

Страна: **Китай**

Уровень аппарата: **Начальный**

Тип аппарата: **Портативный**

Гарантия: **18 месяцев**

[Получить КП](#)



ПРЕДОСТАВИМ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!

[Отправьте нам КП](#) от другой организации
и мы дадим цену ниже.

Описание

Это переносной современный УЗИ-аппарат, обладающий всеми базовыми функциями для проведения полноценного УЗИ-обследования в различных областях медицины.

Аппарат имеет низкую для своего класса цену и возможность расширить комплектацию за счет датчиков высокой плотности.

Работа аппарата основана на перспективных технологиях. В том числе, DRA и RDA.

Цифровое изображение на 10-дюймовом дисплее, полученное благодаря цифровому генерируемому лучу и фокусировке в режиме реального времени, отличается высокой четкостью и предполагает несколько режимов просмотра: M, B/M, B, 2B, 4B, ZOOM B, «картинка в картинке», THI (тканевая гармоника), 3D и 4D. А также 3D-реконструкция изображения.

Аппарат может быть рекомендован для лечебных учреждений с ограниченным бюджетом, а также частных клиник и начинающих специалистов для организации собственных узкоспециальных диагностических кабинетов.

Характеристики

Специальные клавиши	F1, F2, F3, F4, F5, F6
TGC регулировка	8-ми сегментная
Порт VGA	Есть
Видеовыход	Есть

Реконструкция 3D	Опция
Частота датчиков	От 2,5 до 12МГц
Режим шумоподавления	Адаптивный Nanoview
Градации серого	256
Формирование УЗ луча	Полностью цифровое
Клавиатура	С подсветкой
Память	На 512 изображений или 2560 секунд видеозаписи
Размеры	415 × 320 × 310 мм
Дисплей	10 дюймов
Количество портов USB	2
Количество портов для подключения датчиков	2 (для одновременного подключения датчиков)
Жесткий диск	Встроенный 80G / примерно 10000 изображений
DICOM 3.0	Опционально
Глубина сканирования	16 – 252 мм
Угол сканирования	До 180°
Вес	12 кг